

Sofie

Den trykkfordelende overmadrassen
av Vita Talalay



Sofie er en trykkfordelende overmadrass av Vita Talalay®. Fremstillingsprosessen av materialet kalles talalay, derav betegnelsen Vita Talalay®. Gjennom denne spesielle fremstillingsprosessen skapes et høyverdig kvalitetsprodukt med en åpen cellestruktur som gir god bæreevne og ventilasjon i materialet.



Trykkfordeling

Den høye elastisiteten og formfastheten i materialet gir meget god støtte og avlastning for kroppen. Vekten blir fordelt på store flater som bidrar til å motvirke økt trykk mot utsatte punkter.

God ventilasjon

Grunnet de gode ventilerende egenskapene til cellestrukturen i Vita Talalay transporteres fuktighet effektivt ut av madrassen. Den gode ventilasjonen gir høy komfort og bidrar til forebyggingen av liggesår da fuktighet kan være en medvirkende årsak til sår.

Forflytning

På grunn av den høye elastisiteten og formfastheten og at perforert naturgummi ikke er et "tregt" materiale som f.eks. viskoelastiske skumprodukter, er Sofie overmadrass enkel å forflytte seg på.

Trekk

Sofie leveres med treviratrekk eller inkontinenstrekk. Disse kan kokvaskes, autoklaveres og/eller desinfiseres.

Brukervekt:

Maks brukervekt er 125 kg

Størrelser

Sofie er 6 cm tykk og leveres i følgende mål:

Bredden: 75, 80, 85, 90, 120

Lengden: 180, 190, 200

Vi tilbyr spesialmål etter bestilling.