



BEDTIME
HEALTHCARE



ProCell II H Hybridmadrass



Procell II H

En kombinasjon av viskoelastisk skum og vekseltrykk for høyrisikoforebygging.

ProCell II Hybrid-systemet er en svært komfortabel alternerende madrass, som kombinerer et mykt lag av minneskum som omslutter kroppen, med et lag med dynamiske luftceller under trykkbehandling. Den oppnår toppresultater i trykkfordeling samt trykkavlastning, Pumpen er utstyrt med kontrollerte innstillinger for både kontinuerlig lavtrykk eller vekslingsterapi.

Mens alternerende terapi fjerner trykket 1 av 3 luftceller, opplever brukeren mindre overflatetrykk, et høyere komfortnivå og bedre søvn.



- Alternerende celler (1-av-3) for økt komfort og bedre trykkfordeling
- Hurtigkobling på luftceller
- Viskoelastisk skum

Produktspesifikasjoner

Madras: Hybrid
Størrelser: 85x200
90x200
90x210 cm
Høyde: 17cm
Pasientvekt: 150 kg maks.
Pumpe: 230V / 50Hz
Støy: 0-32dB
Syklus: 12 min.

Sikkerhetsstandarder

Er i overensstemmelse med: MDR (EU) 2017/745
Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse II, type BF
Beskyttelse av inntrengning av væsker: IP21
Driftsmåte: Kontinuerlig

Bedtime AS

www.bedtimehealthcare.no
Healthcare@bedtime.no

(+47) 67 11 10 80

